



Telecare Applikationen Paket 2: Schutz und Hilfe für Demenzerkrankte

Eine spezielle Lösung für demenzerkrankte Menschen


Das **Hausnotrufsystem S.A.M. 4** mit dem **Funk-Handsender**, **Medikamentenspender**, **Rauchmelder**, **Temperaturmelder** und **Wassermelder** unterstützt Menschen mit Demenz ein sicheres Leben in häuslicher Umgebung zu führen.

Das System besteht aus



S.A.M. 4 Hausnotrufgerät

Ein Knopfdruck auf die rote Alarmtaste genügt und sofort leitet das Basisgerät den Ruf über das Telefon an den Alarmempfänger weiter. Der Alarmempfänger kann z.B. ein Servicecenter, ein Angehöriger oder eine andere Personen sein. Ein Alarm kann auch so programmiert werden, dass er automatisch weiter an ein Servicecenter geht, wenn der erste Kontakt nicht erreicht wurde.



Funk-Handsender

Ein wasserdichter Funk-Handsender – der am Handgelenk, als Medaillon oder Clip getragen werden kann – erlaubt dem Benutzer aus jedem Zimmer jederzeit per Knopfdruck Hilfe herbeizurufen.



Funk-Medikamentenspender

Der Medikamentenspender stellt dem Teilnehmer mehrmals täglich zum richtigen Zeitpunkt seine Tabletten bereit. Gerade für Demenzerkrankte ist es äußerst wichtig, dass die benötigten Medikamente regelmäßig zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Dosierung eingenommen werden. Ein Piepsignal fordert den Teilnehmer zur Entnahme der Tabletten auf. Wenn nach einer Stunde noch keine Tablettenentnahme erfolgte, sendet das Gerät eine Meldung an die Servicezentrale.



Funk-Rauchmelder

Ein beruhigendes Gefühl gibt auch der Rauchmelder; er sendet im Falle einer Rauchentwicklung bei Brand einen Notruf an die Servicezentrale. Außerdem ertönt ein lautes Signal direkt vom Gerät zur Warnung der Bewohner. Er ist VDS zugelassen und damit offiziell als Brandmelder von der Feuerwehr anerkannt.



Funk-Temperaturmelder

Für die Küche oder für Räume mit einem offenen Kamin sind Rauchmelder nicht geeignet. Hier empfehlen wir den Temperaturmelder zur Vorbeugung vor Bränden. Bei hohen und schnell ansteigenden Temperaturen wenn z.B. der Herd angelassen wurde sendet er einen Alarm an die Servicezentrale. Ebenso erfolgt eine Meldung bei zu niedriger Raumtemperatur. Das Gerät schützt davor, dass Personen unterkühlen oder Frostschäden in Räumen entstehen.



Funk-Wassermelder

Praktisch ist auch der Wassermelder für Bad, Küche oder Keller. Er wird einfach auf den Boden gestellt; wenn er mit Wasser in Berührung kommt sendet er eine Meldung an die Servicezentrale. Außerdem ertönt ein lautes Signal vom Gerät zur Alarmierung der Bewohner. Damit können Wasserschäden verhindert werden wenn z.B. die Badewanne überläuft oder die Waschmaschine undicht ist.

Hintergrund

Moderne Hausnotruf- und Sicherheitssysteme ermöglichen älteren und hilfebedürftigen Menschen, ein sicheres Leben in häuslicher Umgebung zu führen und sich damit ein großes Stück Selbstständigkeit und Lebensqualität zu erhalten. Besonders demenzerkrankte Menschen brauchen spezielle Betreuung und Schutz ohne das Gefühl von Einschränkungen zu haben.

Vorteile

Der Benutzer kann rund-um-die-Uhr einen Notruf auslösen wenn Hilfe benötigt wird. Außerdem lösen die Funkmelder automatisch einen Alarm aus, wenn der Benutzer dazu selber nicht in der Lage ist. Die Meldungen können an eine Servicezentrale oder jedes beliebige Telefon (z.B. von Verwandten) gesendet werden.

Das System entlastet und beruhigt Familienmitglieder und Verwandte indem Sie wissen, dass sie im Notfall eine Meldung über das System erhalten oder dass ihre Angehörigen durch professionelle Hilfe betreut werden.

Die Geräte sind leicht zu bedienen - ein Knopfdruck auf das Basisgerät oder den Funksender genügt und sofort kann der Nutzer mit einer Person seines Vertrauens oder einer Servicezentrale sprechen.

Das System überprüft regelmäßig die eigenen Funktionen - es meldet, wenn die Batterie leer ist oder andere Störungen vorliegen. Somit kann der Benutzer sicher sein, dass das System immer funktioniert.

Das Basisgerät ist sehr einfach zu installieren, es wird lediglich ein Telefon- und ein Stromanschluss benötigt. Das Zubehör funktioniert kabellos über Funk.

Herstelleradresse:

Vitaris GmbH

Sicherheit und Service für Menschen

Oskar-Messter-Straße 15

85737 Ismaning

Telefon 089 / 96 24 62- 0

Telefax 089 / 96 24 62-28

info@vitaris-gmbh.de

www.vitaris-gmbh.de