



Wisbi[®]

Beste Pflegeunterstützung



MIT
GEWISSHEIT
RUHIG
SCHLAFEN

BETTFLUCHT UND INKONTINENZ

DESORIENTIERUNG ALS FOLGE VON DEMENZ

3sek

Jedes Jahr erkranken weltweit etwa 10 Millionen Menschen an Demenz. Das bedeutet, dass alle 3,2 Sekunden eine neue Person betroffen ist.¹⁾ Ernste Nebenwirkungen, mit denen das Pflegepersonal konfrontiert ist, ist die Gefahr des Weglaufens, Orientierungslosigkeit und Sturzgefahr.

1) World Alzheimer Report 2015



HAUTSCHÄDIGUNG DURCH NÄSSE

Inkontinenz ist nicht nur eine psychische Belastung für Betroffene, sondern 42,5% aller an Inkontinenz leidenden Menschen weisen auch Hautschädigungen wie Rötungen, Reizungen und Inkontinenz assoziierte Dermatitis (umgangssprachlich auch Windeldermatitis) auf.²⁾ In 6,9% der Fälle sogar so stark, dass die Betroffenen ärztlich versorgt werden müssen.³⁾

42%

Pflege und Schutz der Haut sind bei Inkontinenz nicht einfach, aber enorm wichtig. Bestimmte Inhaltsstoffe aus Urin und Stuhl können die Haut angreifen und Schäden verursachen. Grundlegend ist deshalb andauernden Kontakt mit Urin oder Stuhl, zum Beispiel durch nasse Bettunterlagen, zu vermeiden und für einen raschen Wechsel des Inkontinenzmaterials zu sorgen.

Beste Unterstützung im Pflegealltag durch TEXIBLE Wisbi®

TEXIBLE Wisbi®
Betteinlage

TEXIBLE Wisbi®
Sender

TEXIBLE Wisbi®
APP



WAS IST TEXIBLE Wisbi®?

Zu jeder Zeit wissen wie es Ihren Liebsten geht. TEXIBLE Wisbi ist eine intelligente Betteinlage die automatisch einen Alarm abgibt sobald sich Ihre betreute Person auf einer nassen Unterlage befindet oder das Bett verlässt. Die innovative Alarmierung ermöglicht eine gezielte Pflege. Ihnen und Ihren liebsten bleibt mehr Erholung insbesondere in der Nacht und somit auch mehr Energie für den Folgetag. Abhängig von der Pflegesituation kann auf weitere Inkontinenz-Produkte gänzlich verzichtet werden, wodurch das Gefühl der Selbstständigkeit länger aufrechterhalten bleibt.

TEXIBLE Wisbi ist hygienisch, waschbeständig und sehr einfach in der Anwendung.



Mehr Sicherheit

Durch die Gewissheit dass Sie immer und überall informiert werden



Intelligente Alarmierung

Reduzierter Pflegeaufwand durch Alarmierung beim Erkennen von Nässe und Bettflucht



Einfache Handhabung

TEXIBLE Wisbi ist in weniger als 30 Sekunden ausgepackt, angeschlossen und einsatzbereit



Maximaler Liegekomfort

Sehr angenehmes Liegen dank einem doppelt aufgerauten Baumwollflanell



Hohe Waschbeständigkeit

Waschbar bei 95° und damit nachhaltig und umweltschonend



Wasserundurchlässig

Schützt die Matratze sowie das Leintuch vor Nässe und reduziert den Bettwäschewechsel



Atmungsaktiv

Minimales Schwitzen durch einen mehrlagigen Aufbau und einer atmungsaktiven Membran



3x dünner

Dünnste, waschbare Inkontinenzbetteinlage – 3x dünner als vergleichbare Einlagen


WIE FUNKTIONIERT TEXIBLE Wisbi®?

Eingebettete, nicht spürbare Sensoren erkennen Nässe und das Verlassen des Bettes. Egal wo Sie sich gerade befinden, Sie werden zuverlässig über die App alarmiert.

TEXIBLE Wisbi®

Betteinlage

Die Betteinlage wird als oberste Lage über dem Leintuch platziert und über Druckknöpfe mit dem TEXIBLE Wisbi Sender verbunden.




TEXIBLE Wisbi® Sender

Beim Erkennen von Nässe oder Bettabwesenheit wird automatisch per W-Lan ein Alarm an die Handy App abgegeben.

TEXIBLE Wisbi®

App

Die App alarmiert bei Verlassen des Bettes und bei Erkennung von Nässe. Es können auch Verzögerungen eingestellt werden um für jeden Pflegefall die optimale Alarmierung zu erhalten.



Immer und überall informiert



Gewissheit und Sicherheit



Zeitersparnis



Beste Pflegeunterstützung

AUSZUG UNSERER KUNDEN UND PARTNER



Mehr Zeit für andere Dinge

Seit Felix auf der TEXIBLE Wisbi Betteneinlage schläft kann ich länger und entspannter schlafen, weil ich weiß, dass Felix nicht mehr im Nassen liegt. Durch den Alarm kann ich ihm zeitgerecht die Windeln wechseln. Das hat nun den Vorteil, dass wir unseren Wäschebedarf erheblich reduziert haben und mir für die alltäglichen Dinge mehr Zeit zur Verfügung steht.

Jeanette Bobos
Private Pflegebetreuung

Folgeprobleme vorbeugen

Maßnahmen zur Förderung der Kontinenz und eine optimale Betreuung von Menschen mit Inkontinenz können vermeidbare Komplikationen, wie z. B. Dekubitus, reduziert werden.

Dr. Dietmar Ausserhofer
Fachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana



Bietet Sicherheit

Wisbi bietet eine diskrete und vor allem sehr einfache Handhabung für ProfessionistInnen und Angehörige. Aber auch die SeniorInnen als Zielgruppe bewerten Wisbi als angenehm für die Haut und unauffällig im Pflegealltag.

Alles in Allem bietet Wisbi aus Sicht eines Gesundheitsdienstleisters Sicherheit und ist gut in den Pflegealltag integrierbar.

Lydia Hasenbichler BSc MA MSc
Pflegedienstleitung der Albert Schweizer Klinik, Akutgeriatrie und Remobilisation A-E



MIT SICHERHEIT TROCKEN SCHLAFEN



3x dünner als vergleichbare Matten



Baumwollflanell für mehr Liegekomfort



Druckknöpfe für einfache Handhabung



Automatische Alarmierung

TECHNISCHE DATEN

- Größe
- Material Oberfläche
- Wasseraufnahme
- Empfohlener Textilwechsel
- Waschbeständigkeit

- 64 x 100 cm
- 100% Baumwolle
- Bis zu 700 ml/m²
- 100 Waschzyklen
-     

- Spannungsversorgung
- Batterielebensdauer
- Wlan Verbindung

- 3xAA Mignon Batterien
- Je nach Anwendung ca. 6 Monate
- 2,4 GHz 802.11b/g/n
WPA/WPA2 PSK

Mit der Gründung von TEXIBLE haben wir uns das Ziel gesetzt,
die modernen Technologien von Textilien und Sensorik zu vereinen und für
Pflegepersonal und Pflegebedürftige unterstützende Hilfsmittel zu entwickeln.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie TEXIBLE Wisbi gerne testen?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Ihr lokaler Ansprechpartner:

info@texible.com
+43 664 611 8439

